


Zubehör zur Funktionserweiterung Ihrer Kühl- und Gefrierschränke.

Mit unserem praktischen Zubehör können Sie den Funktionsumfang Ihres KIRSCH-Kühl- oder Gefrierschranks erweitern. Ob das KIRSCH-PC-KIT zur Temperaturdokumentation, die Alarmweiterleitung über das GSM-Modul auf Ihr Mobiltelefon oder weitere bauliche Optionen – ganz nach Ihren Bedürfnissen.



Lückenlose Temperaturdokumentation

Manuelles Erfassen der Daten vor Ort benötigt hohen Zeitaufwand und ist oft ungenau. Mit unseren Lösungen erledigen Sie diese Aufgaben einfach und schnell – ob mit dem KIRSCH-PC-KIT oder traditionell mit unseren mechanischen Temperaturschreibern.

Das KIRSCH-PC-KIT in Verbindung mit der Software KIRSCH-DATANET (inklusive) ermöglicht:

- Lückenlose Dokumentation zu minimalen Kosten über handelsüblichen PC.
- Echtzeitüberwachung (Monitoring) des Kühlgerätes*.
- Einstellungen des Kühlgerätes vom PC aus*.

Das KIRSCH-PC-KIT gibt es in 3 Versionen mit je einer spezifischen Möglichkeit der Datenübertragung (nur für Kühl- und Gefrierschränke **mit RS485 Schnittstelle**).

KIRSCH PC-KIT



KIRSCH-DATALOG

Zur Nachrüstung der automatischen Temperaturdokumentation und Monitoring für Geräte **ohne RS485 Schnittstelle** und Fremdgeräte. Inklusive Minimum-/Maximum-Temperaturspeicher und Alarmerung.


Temperaturschreiber

Wenn Sie statt der PC-gestützten die mechanische Methode der Temperaturerfassung bevorzugen, können Sie auf unseren Kreisblatt-Temperaturschreiber oder den Temperaturschreiber zum Einlegen zurückgreifen.



Externe Temperaturaufzeichnung

Nachrüstbarer Temperaturfühler zur externen Anbindung an PC-gestützte Temperaturewertungsgeräte (z. B. KIRSCH-DATALOG).



PC-KIT-NET

Automatische Temperaturdokumentation und Monitoring über das Netzwerk (LAN oder WLAN**). Unbegrenzte Einbindung von Geräten möglich. Gleichzeitiger Datenzugriff für bis zu 20 Clients je Server. Zwei Server-Zugriffe möglich.

Mehrere Client-PCs

i Weitere Informationen zum Thema **Temperaturdokumentation** finden Sie in unserem separaten Informationsprospekt und unter www.kirsch-medical.de.



PC-KIT-STICK

Die einfachste Möglichkeit der automatischen Temperaturdokumentation. Die Datenübertragung erfolgt über USB-Stick. Permanente Dokumentation, auch während dem Auslesen von Daten. Unbegrenzte Einbindung von Geräten möglich.

PC



PC-KIT-USB-MONITORING

Automatische Temperaturdokumentation und Monitoring via USB-Kabel für bis zu 32 Geräte. Für einen PC-Arbeitsplatz.

Einzelplatz-PC




Kreisblatt-Temperaturschreiber

Wird je nach Modell entweder in die Maschinenraumbelende des Kühl- oder Gefrierschranks eingebaut oder in einen zusätzlichen Gehäuseaufsatz integriert.



Temperaturschreiber zum Einlegen

Die einfachste Methode zum Nachrüsten der Temperaturdokumentation.



* nicht PC-KIT-STICK
** mit handelsüblichen WLAN-Adapter