

# Aufbauanleitung für: Doppel-Plakatständer robust


Hölderlinstr. 12  
70174 Stuttgart  
Postfach 10 29 34  
70025 Stuttgart

Telefon (0711) 2 23 34-26  
Telefax (0711) 2 23 34-5126

E-Mail: [sofo@apotheker.de](mailto:sofo@apotheker.de)  
Internet: [www.lav-sofo-markt.de](http://www.lav-sofo-markt.de)




idealerweise werden für die Montage 2 Personen benötigt.




Drehen Sie die Muttern von den 4 Gewindestangen herunter, nehmen Sie die Doppelunterlegscheiben herunter.  
Stecken Sie den Rahmen mit den 4 Gewindestangen in die entsprechende Löcher in den Fußtank.



Legen Sie die Doppelunterlegscheiben über die Gewindestangen.  
Legen Sie die Muttern auf die Enden der Gewindestangen und drehen diese mit ca. 2 Umdrehungen per Hand auf.



Nehmen Sie den beigelegten Schraubenschlüssel und ziehen Sie die 4 Muttern fest.  
Somit ist die Montage beendet.



Drehen Sie den Deckel am Fußtank auf und befüllen Sie ihn mit Wasser oder Sand.